

MOLINO DE BOLAS AUTÓNOMO

Molino de bolas autónomo para laboratorio HEBRO Fabricación chilena

Esta versión del molino de bolas, al igual que el modelo estándar (8" Ø x 11" largo, montado sobre rodillos) está fabricado en acero inoxidable AISI 316.

Está montado sobre una horquilla que pivotea permitiendo su fácil carga y descarga.

Para su operación, este modelo cuenta con velocidad variable (media de 70rpm), temporizador, enclaustramiento acústico y criba recolectora de bolas.



Dimensiones:

Del molino: 8" Ø x 11" largo (estándar). Se pueden especificar otras dimensiones según se requiera.

Del equipo (Aproximadas): Altura 1.350mm, Largo 650mm y Ancho 1.150

Otras características:

Alimentación: 200-240V monofásico ½HP (estándar).



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile

Fono : (56) 2 2331 2000

Fax : (56) 2 2208 9569

e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl