

BANDEJAS METALÚRGICAS

Bandejas Metalúrgicas HEBRO Fabricación chilena

Todos los modelos son estampados en frío y diseñados con aristas interiores redondeadas, Especiales para el secado de muestras minero-metalúrgicas, ya que permiten una fácil y segura limpieza impidiendo el alojamiento de impurezas que podrían contaminar muestras sucesivas.

Fabricadas en acero AISI 304 (o AISI 316 según especificación del cliente).

BANDEJAS

Código	Medidas Interiores [mm] (Largo x Ancho x Alto)	Medida Exterior con Pestaña [mm] (Largo x Ancho x Alto)	Capacidad [Litros]
B-1-40	228 x 165 x 40	254 x 188 x 40	1.8
B-1-60	228 x 165 x 60	254 x 188 x 60	2.7
B-1-80	228 x 165 x 80	254 x 188 x 80	3.6
B-1-100	228 x 165 x 100	254 x 188 x 100	4.5
B-2-40	297 x 148 x 40	318 x 168 x 40	1.7
B-2-60	297 x 148 x 60	318 x 168 x 60	3.0
B-2-80	297 x 148 x 80	318 x 168 x 80	4.0
B-3-40	355 x 236 x 40	380 x 260 x 40	3.7
B-3-60	355 x 236 x 60	380 x 260 x 60	5.5
B-3-80	355 x 236 x 80	380 x 260 x 80	7.4
B-4-40	376 x 275 x 40	398 x 298 x 40	4.8
B-4-60	376 x 275 x 60	398 x 298 x 60	7.2
B-4-80	376 x 275 x 80	398 x 298 x 80	9.6
B-5-40	448 x 375 x 40	490 x 410 x 40	7.5
B-5-60	448 x 375 x 60	490 x 410 x 60	11.2
B-5-80	448 x 375 x 80	490 x 410 x 80	15.0
B-6-60	598 x 397 x 60	650 x 440 x 60	15.6
B-6-100	598 x 397 x 100	650 x 440 x 100	26.0



POCILLOS

Código	Diámetro [mm]	Altura [mm]	Capacidad [cc]
P-1	125	35	280
P-2	125	50	500
P-3	125	80	800



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl