

BOLAS DE ACERO-CROMO

Bolas Acero-Cromo

Bolas de aleación acero con ~1% carbono y ~1.5% cromo según norma ISO 683-17, caracterizándose por tener una elevada resistencia mecánica, siendo ideales para la pulverización de muestras minerales en molinos de bolas.



Dimensiones:

Medidas varias en pulgadas o milímetros.

El producto se vende por unidad o set de una o varias medidas (collar de bolas).



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl