



PALAS JIS

Palas JIS HEBRO Fabricación chilena

Construidas en acero inoxidable AISI 304 de acuerdo a normas internacionales vigentes para muestreo.
"Numeradas y dimensionadas según norma JIS"

N°	Partícula [mm]	Dimensiones [mm]								b/c	Volumen [ml]
		a	b	c	d	e	f	g	Espesor [mm]		
150	150	350	140	350	300	140			2		16.000
125	125	300	120	300	250	120			2		10.000
100	100	250	110	250	220	100			2		7.000
75	75	200	100	200	170	80			2		4.000
50	50	150	75	150	130	65			2		1.700
40	40	110	65	110	95	50			2		790
30	30	90	50	90	80	40			2		400
20	20	80	45	80	70	35			2		300
15	15	70	40	70	60	30			2		200
10	10	60	35	60	50	25			1		125
5	5	50	30	50	40	20			1		75
3	3	40	25	40	30	15			0.5		40
1	1	30	15	30	25	12			0.5		15
0.25 R	0.25	15	10	15	12	0			0.3		2

En caso de utilizar las palas para métodos de incrementos, se recomienda el uso de una sin el extremo en punta (e = 0). Estas son designadas por el número seguido de una letra "R".



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl