

BANCO DE RODILLOS MOTRICES

Banco de rodillos motrices HEBRO Fabricación chilena

Sistema desarrollado para el accionamiento de Molinos de Bolas, Tambores Homogenizadores de Muestra, Botellas de Cianuración y/o Lixiviación, etc.



*Nota: Molino no incluido

Características

Dependiendo de las necesidades del usuario, se ofrecen las siguientes alternativas:

- Velocidad constante o variable
- Dimensiones y número de rodillos
- Cubierta para protección acústica

Equipos sujetos a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl