

TAMICES

TAMICES CERTIFICADOS ATM-HEBRO Fabricados por Advantech Manufacturing (USA)

Todas las mallas están fabricadas en acero AISI 316 y certificadas bajo norma ASTM-E11. Los marcos o bastidores pueden ser de distintos materiales, diámetro y alturas de acuerdo al requerimiento del usuario



ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS

8" diámetro		12" diámetro	
Half height	: 1" de altura útil	Half height	: 1" de altura útil
Full height	: 2" de altura útil	Inter. height	: 2" de altura útil
		Full height	: 3" de altura útil

VARIEDADES

Bronce/ Acero (1)	: Marco de bronce y malla de acero inoxidable
Acero/ Acero (2)	: Marco y malla de acero inoxidable
Con soporte	: Tamices con malla con soporte (1 y 2)
De lavado	: Tamices para tamizar en húmedo (1 y 2)

Nota: Tamices bronce/ acero, 8" full height y 12" intermediate height, **entrega inmediata.**
Otros, previa confirmación

Equipos sujetos a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda. HB

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl