


MAQUINA DE FLOTACION HEBRO

Máquina de Flotación de laboratorio HEBRO Fabricación Chilena



Incluye:

Tacómetro digital, control de velocidad, medidor de flujo de aire, regulador de presión, manómetro y válvula de control de aire. Cuerpo y base de acero inoxidable.

La máquina opera con cada una de las celdas de policarbonato transparente, apropiada para visualizar la dinámica del proceso en distintas capacidades (0.50, 1.75, 3.50 y 5.0 litros), con sus respectivos impulsores y estatores.

Este equipo se caracteriza por su fácil operación y limpieza del impulsor al concluir cada prueba.

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda. **HB**

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
e-mail : ventas@hebrolab.cl
web : www.labtechhebro.cl