

CHANCADOR DE MANDIBULAS

Chancador de Mandíbulas HEBRO Fabricación Chilena

Este chancador ha sido diseñado para reducir una muestra con granulometría de hasta 4", obteniendo hasta un 85% bajo #10 (1,7mm), en una sola pasada.

También se puede utilizar como chancador primario, obteniendo un producto cercano a ½" con el setting a su máxima abertura.

- Su diseño es compacto y de fácil mantenimiento.
- Completamente montado en rodamientos para trabajo pesado, de la más alta calidad.
- Marco fabricado en acero de alta resistencia.
- Apoyos de goma absorben las vibraciones y no requiere anclaje al piso.
- Alimentación controlada.
- Encerramiento antipolvo y ducto de conexión para extractor de polvo.
- Lubricación centralizada en regleta.
- Protección en todas las piezas móviles
- Botonera de control con horómetro y parada de emergencia en tablero con protección IP55
- Fácil y rápido ajuste del setting (#10 a ½")
- Corazas principales intercambiables y reversibles

Opcionales: Divisor Rotatorio acoplable al equipo
Harnero para clasificación antes de chancado



CARACTERÍSTICAS

Motor		: 10 HP /3 Ph /380 V / 50 Hz
Boca de Alimentación		: 230 x 110 mm
Tamaño Máximo de Alimentación		: 4"
Rendimiento	Cuarzo 3"	: 4kg/min 85% malla #10 (set a 2mm)
	Cuarzo 3"	: 14kg/min 95% malla ¼" (set a 6mm)
	Cuarzo 3"	: 24kg/min 98% malla ½" (set a 12mm)

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda..

Paula Jaraquemada 1553, Renca

Santiago, Chile

Fono : (56) 2 2331 2000 Fax : (56) 2 2208 9569

e-mail : ventas@hebrolab.cl; ventas1@hebrolab.cl

CHANCADOR DIVISOR HARNERO

Chancador Divisor + Harnero Fabricación Chilena



Este sistema corresponde al Chancador HEBRO tradicional al cual se le agregan los opcionales divisor rotatorio y/o harnero.

Este sistema separa el fino (bajo malla #10) antes del ingreso al chancador y lo envía directamente al divisor rotatorio. El producto chancado será trasladado también al divisor rotatorio mediante un alimentador de correa de velocidad variable. Este divisor con rechazo cuenta con 4 capachos AISI304 de 1/10 (corte del 10%).

Al ser opcionales independientes, se puede prescindir de uno de ellos y optar por ejemplo a sólo la opción Chancador - Divisor



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.

**Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile**

Fono : (56) 2 2331 2000 Fax : (56) 2 2208 9569

e-mail : ventas@hebrolab.cl; ventas1@hebrolab.cl