

CUARTEADOR DE COMPUERTA

Cuarteador de compuerta HEBRO Fabricación chilena

Estos cuarteadores son fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304, insertados en una estructura soportante de acero al carbono. El funcionamiento de este equipo se basa en una “tolva de compuertas”, ubicada en la parte superior, dividida longitudinalmente, que tiene la función de contener y dejar caer la muestra en su totalidad por el centro a lo largo del chute del equipo. Este mecanismo tiene el objeto de distribuir la carga en dos partes iguales. La tolva, al igual que las bandejas receptoras están fabricadas en acero AISI 304.



Estos equipos son principalmente diseñados para ser usados en terreno, por lo cual éstos disponen de ruedas y manillas para facilitar su traslado fuera del laboratorio.

OBSERVACIONES

Los tamaños de estos equipos son variables. Estas variaciones dependen del volumen de la muestra, así como de su granulometría. Este último factor define el ancho de aberturas o riffles

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda. **HB**

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl