

CUARTEADORES DE MUESTRA

Cuarteadores de muestra HEBRO tipo Riffle o Jones Fabricación chilena

Los cuarteadores están diseñados para reducir una cantidad de muestra a no más de la necesaria, de tal manera que pueda ser utilizada en los análisis granulométricos y/o químicos, conservándose la representatividad de esta.



El fondo del buzón o tolva del equipo está dividido en varios compartimientos de igual tamaño. Estas divisiones en forma de chutes inclinados a 45°, los cuales descargan en direcciones opuestas de tal manera que la muestra quedará separada en dos porciones iguales.

El equipo está construido en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor y consta fundamentalmente de la tolva descrita anteriormente y de tres bandejas receptoras elaboradas en el mismo material, que permiten recoger la muestra ya dividida en dos, por la parte inferior del equipo. La tercera bandeja facilita al operador realizar reducciones sucesivas sin necesidad de cambiar de recipiente para alimentar nuevamente la tolva.

MODELOS:

ABERTURA	Nº DIVISIONES	CAPACIDAD Kg.	DIMENSIONES DE LA TOLVA [mm.]		
			Alto	Largo	Ancho
2"	8	35	400	540	410
1.1/2"	10	35	400	540	410
1"	16	40	400	540	410
3/4"	18	30	390	480	400
1/2"	24	30	400	460	400
1/2"	12	6	300	280	210
* 1/4"	16	2	150	180	160
** 3 mm.	52	4,5	340	240	220

* Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 y Durocotón.

** Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 y Aluminio.



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl