

FILTROS DE PRESIÓN

Filtros de Presión HEBRO, tipo Denver Fabricación chilena

Estos equipos de sobremesa están diseñados para su uso y operación en laboratorios. El filtro de presión de Labtech Hebro consiste esencialmente en un barril cilíndrico vertical que descansa sobre una tela filtrante instalada en la base inferior del equipo, donde la pulpa es cargada por el extremo superior. Luego el cilindro se sella y se inyecta aire, forzando al líquido a ser separado del contenido de sólidos, para luego ser descargados del barril, depositándolos sobre la base, desde donde son fácilmente retirados



MODELOS

Material	Diámetro (ø)	Altura	Capacidad
Acero inoxidable AISI 316	8"	60 cm.	12 litros
Acero al carbono SAE 1020	8"	60 cm.	12 litros
Acero inoxidable AISI 316	10"	70 cm.	16 litros
Acero al carbono SAE 1020	10"	70 cm.	16 litros

Equipos sujetos a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl