

HOMOGENIZADOR TIPO PANTALON

Homogenizador tipo Pantalón HEBRO Fabricación chilena

Equipo diseñado para homogenizar concentrados, muestras de minerales, pellets, etc. Su diseño en forma de "Y" aumenta el área de homogenizado, asegurando así una muestra perfectamente mezclada.



MODELOS

Fabricado en acero Inoxidable AISI 304, montado en una estructura soportante (acero al carbono) accionado por un motorreductor de velocidad constante.

Este equipo puede ser construido para distintos volúmenes de muestra, a elección del usuario.

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda. **HB**

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl