

HARNERO HEBRO

Harnero Vibratorio HEBRO Fabricación chilena

Construido en acero al carbono pintado.

Características:

- Motor eléctrico de 3/4Hp 380V/50Hz
- Frecuencia : Horizontal 140 RPM
Bastidor con bisagra para descargar material y fácil limpieza
- Capacidad : 1 Bastidor con malla de 600 x 400 aprox.



INCLUYE

- 1 Bastidor con malla a elección
- Chute receptor metálico para recibir material fino
- Chute receptor metálico para recibir material grueso

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl