

FILTRO DE PEDESTAL

Filtro de pedestal LABTECH HEBRO Fabricación chilena

Este equipo se caracteriza principalmente por su gran capacidad de trabajo, fácil uso y mantenimiento. Las propiedades de esta máquina hacen que sea perfecta para condiciones de trabajo en laboratorios, ya que por su forma y funcionamiento, optimizan el espacio a utilizar.

Es importante destacar que el operar este filtro no afecta en la salud del trabajador, ya que manipularlo no requiere esfuerzo del operador.

Este se compone de lo siguiente:

- Cilindro fabricado en acero inoxidable
- Tapa de acero inoxidable con sello de goma
- Base de acero inoxidable con sello de goma
- Estructura soportante de acero al carbono
- Válvula dúplex, alimentación y purga de aire
- Manómetro, graseras en tornillos
- Sinfín de tapa de alimentación y descarga



CARACTERÍSTICAS

Modelo	Diámetro	Altura	Capacidad
41L	300 mm	600 mm	41 litros
24L	250 mm	500 mm	24 litros

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda. HB

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl