

ESTACION DE TRABAJO

Estación de trabajo LABTECH ESSA Fabricación chilena

Diseñadas para laboratorios, especialmente para el área de análisis y preparación de muestras



Fabricada en acero estructural con cubierta de goma e iluminación (en caso de ser requerida). Posee una perforación a nivel del mesón para la extracción de polvo.

Las dimensiones estándar de fabricación son 750 mm. de fondo y 900 mm. de altura (al nivel de trabajo), con frentes de 1200, 1500, 1800, 2000, 2400, 3000 mm. o según requerimientos del usuario.

Equipos sujetos a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda. **HB**

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl