

LIMPIADOR ULTRASÓNICO

Limpiador Ultrasónico de Tamices ZENITH

Este equipo está compuesto por una cuba o baño revestido interiormente en acero inoxidable, con una boquilla para la descarga de líquido. Como accesorio (no incluido), puede utilizarse un canastillo que permite mantener los tamices suspendidos en el baño sin tener contacto con las paredes y fondo del equipo.

La unidad generadora se encuentra ubicada en forma independiente de la cuba y su funcionamiento consiste en la generación de ondas ultrasónicas, creando un movimiento constante que permite liberar las partículas alojadas en las aberturas de las mallas.



La importante función del **Limpiador Ultrasónico de Tamices** no es otra que mantener el área libre original de las mallas de los tamices, eliminando las obstrucciones producto del alojamiento de partículas en ellas, asegurando así la eficiencia de éstos en los análisis granulométricos, como también, evitar la eventual contaminación de las muestras, por el desprendimiento accidental de las partículas atrapadas en las mallas que se incorporan a alguna otra muestra.

Disponible en tamaños de 15 y 55 litros (para tamices de 8" y 12" respectivamente).



Labtech Hebro Ltda. 

Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl